



# Die Proben-Röhrchen von LVL

Im täglichen Gebrauch für Probenhandling und Archivierung

- Bestehend aus durchscheinendem Polypropylen
- Als Einzelröhrchen oder 8er Streifen für den Einsatz in 96 SBS-Röhrchen-Racks
- 0,65 ml und 1,2 ml Volumen mit rundem Boden
- Sehr geringe Proteinbindung, daher optimal für die Probenverdünnung geeignet
- Verschließbar wahlweise mit Verschlussmatten, 8-fach Deckelstreifen oder selbstklebender Folie
- Autoklavierbar bei 121°C, 20 min
- Temperaturbeständigkeit bis -80°C



## Röhrchen

Artikelnummer	Volumen	Menge pro VE
226.01.BL	1,2 ml	5.000 Stück
223.01.BL	0,65 ml	5.000 Stück
226.08.BL	1,2 ml	600 Stück
223.08.BL	0,65 ml	600 Stück

1 Einzelröhrchen 0,65 ml und 1,2 ml • 2 8er Streifen 1,2 ml und 0,65 ml • 3 Normales Rack • 4 Hohes Rack