


Die Deep Well Platten von LVL

Im täglichen Gebrauch für Probenhandling und Archivierung

- Aus klarem Polypropylen
- SBS-Standard-Mikrotestplattenformat
- Alle Platten mit alphanumerischem Code
- Temperaturbeständig von -80°C bis 120°C
- Hohe Lösungsmittelbeständigkeit
- Platten optimal verschließbar mit Folie oder Deckelmatte
- Hochpräzise Form, stapelbar, ideal für die Verarbeitung mit Pipettierautomaten (HTS)
- Seitenflächen für Etikettierung mit Barcode geeignet



1 225.DW.0.3.PP • 2 225.DW.1.2.PP • 3 225.DW.1.2q.PP • 4 225.DW.2.2v.PP • 5 225.DW.5.0.PP • 6 384.DW.0.3.PP

Deep Well Platten

Artikelnummer	Wells	Volumen	Kavität	Boden	Menge pro VE
225.DW.0.3.PP	96	0,3 ml	Rund	U-Boden	100
225.DW.1.2.PP	96	1,2 ml	Rund	U-Boden	50
225.DW.1.2q.PP	96	1,2 ml	Quadratisch	V-Boden	100
225.DW.2.2v.PP	96	2,2 ml	Quadratisch	V-Boden	50
225.DW.2.2u.PP	96	2,2 ml	Quadratisch	U-Boden	50
225.DW.2.5.PP	96	2,5 ml	Quadratisch	U-Boden	20
225.DW.5.0.PP	48	5,0 ml	Rechteckig	V-Boden	50
225.DW.10.PP	24	10,0 ml	Rechteckig	V-Boden	20
384.DW.0.3.PP	384	0,3 ml	Quadratisch	V-Boden	48