

# Sterile Filterspitzen

## Verfügbare Volumen:

10 µl

10 µl lange Version

20 µl

100 µl

200 µl

1.000 µl

Solange der Vorrat reicht. Kostenloser Versand in Deutschland ab 200€ Bestellwert.

- Sterilisiert
- Zertifiziert RNase- und DNase frei
- Sehr guter Sitz auf allen gängigen Markenpipetten
- Minimale Restbenetzung
- Sehr gute Handhabung bei Mehrkanalpipetten, erleichtert das Aufstecken und Abwerfen der Spitzen deutlich

Jetzt bestellen

**1,99€**

pro Rack (96 Spitzen)  
zzgl. 19% MwSt.

## Jetzt bestellen:



Oliver Steinmetz  
Sales Manager Germany

oliver.steinmetz@lvl-technologies.com  
+49 (0) 172 3525796








www.lvl-technologies.com

# Filterspitzen für die PCR, Molekulargentechnik und Biotechnologie RNA / DNA FREE

Durch die Verarbeitung eines Spezialfilters entsteht eine effiziente Barriere gegen Aerosole und Dämpfe, sowie das Eindringen von radioaktivem, umweltschädlichen oder ätzende Substanzen in den Pipettenkörper.

Wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination ausgeschlossen wird. Filterspitzen wurden mit einer optimierten Konusgeometrie entwickelt, die eine sichere und universelle Passform für alle gängigen Pipettenmarken gewährleistet.

	Artikelnummern	Arbeitsvolumen	Kompatible Pipetten						
			Thermo Finnpipette®	Brand®	Eppendorf®	Gilson Pipetman®	Rainin®	DragonLab®	Socorex®
	PX0010-H-ST PXL0010-H-ST	10 µl 10 µl lange Version	0.2-2, 1-10µL	0.1-2.5, 0.5-10µL	0.1-2.5, 0.5-10µL	0.2-2, 1-10µL	0.5-10µL	0.5-10µL	0.5-10µL
	PX0020-H-ST	20 µl	10-100µL	2-20, 5-50, 10-100µL	2-20µL	2-20µL	2-20µL	2-20µL	2-200µL
	PX0100-H-ST	100 µl	10-100µL	-	10-100µL	10-100µL	10-100µL	10-100µL	20-200µL
	PX0200-H-ST	200 µl	20-200µL	20-200µL	20-200µL	20-200µL	20-200µL	20-200µL	20-200µL
	PX1000-H-ST	1.000 µl	100-1000µL	100-1000µL	100-1000µL	100-1000µL	100-1000µL	100-1000µL	100-1000µL



Sichern Sie sich Ihre kostenlose Musterbox mit einem Rack pro Sorte.

Kontaktdaten auf der Vorderseite.



[www.lvl-technologies.com](http://www.lvl-technologies.com)