



ab **49€**



# Die LVL-pette

## 1-, 8- und 12-Kanal

- komplett autoklavierbar
- leichtgängig, robust und mit hoher Präzision
- leicht, ergonomisch, optimal in der Hand liegend
- schnelle, stufenlose Volumeneinstellung
- klar und deutlich ablesbare Volumeneinstellung
- Volumenbereich von 0,1 µl bis 1.000 µl
- einfache Kalibrierung und Wartung mit beiliegendem Werkzeug
- separater Spitzenabwurf
- kompatibel mit vielen herkömmlichen Pipettenspitzen

*We care about your liquid samples*  
**www.lvl-technologies.com**

# Die LVL-pette

	Bestell-Nr.	Volumenbereich	Genauigkeit* < +/-	Präzision* <	Test-Volumen
Ein-Kanal	ACV 2,5	0,1–2,5 µl	3,00 %	3,00 %	1,25 µl
	ACV 10	0,5–10 µl	1,50 %	1,50 %	5 µl
	ACV 20	2–20 µl	1,20 %	1,00 %	10 µl
	ACV 100	10–100 µl	1,00 %	0,40 %	50 µl
	ACV 200	20–200 µl	0,80 %	0,30 %	100 µl
	ACV 1000	100–1.000 µl	0,70 %	0,25 %	500 µl
	ACV 5000	1.000–5.000 µl	0,60 %	0,30 %	2.500 µl



Acht-Kanal	8ACV 10	0,5–10 µl	2,50 %	2,50 %	5 µl
	8ACV 50	5–50 µl	1,50 %	1,00 %	25 µl
	8ACV 300	50–300 µl	1,00 %	0,50 %	150 µl

\*Für alle Pipetten wurden drei Messungen vorgenommen: Minimal- und Maximalvolumen, sowie das mittlere Volumina. Die aufgeführten Werte beziehen sich auf das mittlere Messvolumen.

Informationen über und Preise für die 12-Kanal-Pipette auf Anfrage.  
Alle passenden Pipettenspitzen können Sie auch bei uns bestellen.

	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis
Ständer	A33	Gerade, bis zu 6 Pipetten	25,- Euro
	A34	Rund, bis zu 6 Pipetten	35,- Euro
Zubehör	A35	Pipettierhelfer	229,- Euro



Ständer gerade

## Ihre attraktiven Staffelpreise!

	LVL-pette Ein-Kanal	LVL-pette Acht-Kanal
1 Pipette	69,- Euro	199,- Euro
Ab 5 Pipetten	64,- Euro	189,- Euro
Ab 10 Pipetten	59,- Euro	179,- Euro
Ab 25 Pipetten	49,- Euro	169,- Euro



Pipettierhelfer

Alle Preise zzgl. MwSt.